

# BULETIN TESTARI EFICACITATE

## DESCRIERE PRODUS

KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE sunt folosite pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor de lucru, a obiectelor de inventar, instrumentarului din spatii private si zone de sanatate publica. Se poate utiliza pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum medicale. Se utilizeaza in domeniul medical, public, privat, institutional. Necesita clatire daca se dezinfecteaza instrumentarul invaziv sau suprafetele ce iau contact direct cu pacientul. Acest produs este destinat pentru uz profesional, industrial si casnic si se va folosi dupa citirea instructiunilor de utilizare in cazul personalului nespecializat

## COMPOZITIE CHIMICA

Substanțe active:

- Clorură de didicildimetilamoniu CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,
- Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alkildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4

Alte ingrediente: surfactanti nonionici, agent de chelatizare, emulsifianti, parfum și apă

## EFICACITATE BIOCIDĂ

KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE			AVIZ NR. 2394BIO/02/12.24		
Activitate biocida	Standard	Conditii testare	Organism testat	Concentratie	Timp contact
Bactericida	SR EN 1276	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC15442		
			Escherichia coli ATCC 10536		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
Bactericida	SR EN 13697	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC15442		
			Escherichia coli ATCC 10536		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
Bactericida	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538	ca atare	5 minute
			Pseudomonas aeruginosa ATCC15442		
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
			Staphylococcus aureus ATCC6538		
Bactericida	SR EN 14561	Murdarie	Pseudomonas aeruginosa ATCC15442	ca atare	15 minute
			Enterococcus hirae ATCC 10541		
			Aspergillus niger ATCC 16404		
			Aspergillus niger ATCC 16404		
Fungicida	SR EN 13624	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	5 minute
Fungicida	SR EN 13697	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	30 minute
Fungicida	SR EN 14562	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	60 minute
Leverucida	SR EN 1650	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13624	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 14562	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	ca atare	10 minute
Sporicida	SR EN 13704	Curatenie	Bacillus subtilis ATCC6633	ca atare	60 minute
Micobactericida/Tu berculocida	SR EN 14348	Murdarie	Mycobacterium avium ATCC 15769	ca atare	60 minute
			Mycobacterium terrae ATCC 15755		
Virucida	SR EN 14476+ A1	Murdarie	Poliovirus type 1	ca atare	5 minute
			Murine Norovirus		
			Adenovirus type 5		