

FISA TEHNICA

STRIP INDICATOR ABUR MULTIVARIABIL (CLASA 4)

COD PRODUS:	IS2401
STANDARDE RELEVANTE:	Stripul indicator abur multivariabil PMSSteriTest este clasificat in Clasa 4 conform cerintelor standardului ISO 11140-1. Marcajul CE nu este aplicabil produselor indicatoare deoarece acest tip de produs nu este considerat dispozitiv medical aflat sub clauzele Directivei CE 93/42/EEC.
UTILIZARE:	Stripurile indicator abur multivariabile PMSSteriTest permit utilizatorului final sa identifice pachetizarea incorecta, problemele de incarcare (in sterilizator) si nereusita procesului de sterilizare.
CONDITII DE UTILIZARE:	Stripurile indicator abur multivariabile PMSSteriTest sunt proiectate sa functioneze in conditiile unui ciclu de sterilizare la abur la 134°C timp de 3,5 minute.

Inainte de sterilizare



Dupa sterilizare



COMPOZITIA CHIMICA: Indicatorul pentru sterilizare utilizat la imprimare contine urmatoarele componente in niveluri ppm.

Acetat de izopropil	15-20%	(CAS # 108-21-4)
Izopropil alcool	15-20%	(CAS # 67-63-0)
Glicol eter	1-5%	(CAS # 107-98-2)
Carbonat de plumb	15-20%	(CAS # 1319-46-6)
Tiosulfat de bariu	5-10%	(CAS # 35112-53-9)

Nu contine substante clasificate drept riscante, care trebuie avute in vedere conform Directivelor CE.

SPECIFICATIILE PRODUSULUI: Fiecare cutie contine 250 bucati strip indicator din carton laminat si printat cu dimensiunea de 13 mm x 170 mm. Acest indicator este imprimat sub forma unui dreptunghi si este sensibil la temperatura si concentratia de abur.

PACHETIZARE: 48 de cutii pe box.

