

RO

Fisa Produsului

Cod Produs: VE-1224

Denumirea: Sonda Foley Uretrala Adulti 2 cai, 10 bucati

Marimi: CH12 (4mm), CH14 (4.7mm), CH16 (5.3mm), CH18 (6mm) , CH20 (6.7mm), CH22 (7.3mm), CH24 (8mm)

Compozitie Material: Latex siliconat.

Caracteristici:

- Varf Nelaton cilindric, atraumatic, drept.
- Lungime 40 cm.
- Capacitatea balonului : 30cc

Aplicatii Medical: la pacientii care sunt sub efectul anesteziei sau sunt sedati pentru interventii chirurgicale sau alte ingrijiri medicale; la pacientii aflatii in coma; la unii pacienti care au probleme cu incontinenta; la pacientii cu retentie urinara acuta; dupa interventiile chirurgicale uretrale; la pacientii cu afectiuni renale a caror urina trebuie masurata constant si cu precizie.

Instructiuni de folosire: Un cateter Foley este un tub flexibil care este adesea trecut prin uretra si apoi in vezica. Tubul are doua canale separate. Unul, este deschis la ambele capete, si permite urinei sa se scurga intr-un sac de colectare. Celalalt are o supapa la capatul exterior si se conecteaza la un balon. Balonul este umflat cu apa sterila atunci cand se afla in interiorul vezicii, pentru a nu aluneca.

Perioada Valabilitate: 5 ani

EN

Product Data Sheet

Product Code: VE-1224

Name: Urinary Foley Catheter for Adults, 10pcs

Sizes: CH12 (4mm), CH14 (4.7mm), CH16 (5.3mm), CH18 (6mm) , CH20 (6.7mm), CH22 (7.3mm), CH24 (8mm)

Material Composition: Silicone rubber

Characteristics:

- Nelaton cylindrical tip, atraumatic, straight
- Length: 40 cm
- Balloon Capacity: 30cc

Applications Medical: On patients who are ANESTHESIZED or SEDATED for surgery or other medical care, on comatose patients, on some INCONTINENT patients, On patients with acute urinary retention, Following urethral surgeries, Following URETERECTOMY, On patients with kidney disease whose urine output must be constantly and accurately measured

Instructions of use: A Foley catheter is a flexible tube that is often passed through the urethra and into the bladder. The tube has two separated channels. One lumen is open at both ends, and allows urine to drain out into a collection bag. The other lumen has a valve on the outside end and connects to a balloon; the balloon is inflated with sterile water when it lies inside the bladder, in order to stop it from slipping out.

Valability period: 5 years