

Ph/mV - metru portabil, ecran LCD - HI931001 cu Certificat de etalonare

HI931001 este un pH/mV - metru portabil destinat pentru a testa si calibra pH si mV(ORP) metrul. Semnalele de output corespund cu valoarea PH-ului la 25°C pentru verificarea intervalului PH-metrului.

- Ecran LCD
- Descopera nereguli
- Baterie
-
- **Caracteristici:**

Citirea pH-ului de la 0 la 14 pH in 0.01 masuri

Poate simula output-ul de la -1000 la +1000 mV in 1 mV masuri

Se pot folosi toate tipurile de pH/mV -metru cu soclu BNC

Asigura valoarea pH/mV la 25°C

Indicator baterie scazuta

•

Domeniu pH	0.00 la 14.00
Rezoluție pH	±0.01
Acuratețe pH	±0.01
Compensarea pH-ului cu temperatura	Toate valorile output-ului simulate la 25°C
Domeniul mV	±1999 mV
Rezoluția mV	1 mV
Acuratețe mV	±1 mV
Tipul / Durata de funcționare a bateriei	9V / aproximativ 100 ore de folosire
Mediu	0 la 50°C; RH max 95% non-condens
Dimensiune	180 x 83 x 40 mm
Greutate	230 g
informatii pentru comanda	HI931001 este furnizat cu cablu coaxial HI7858/1 BNC/BNC.